

spophy

MLI: 0307_2024

COOLANT SPRAY

ENG – Coolant Spray APLICATION AND INSTRUCTION

DE – Kühlspray GEBRAUCHSANWEISUNG

FR – Spray rafraîchissant MODE D'EMPLOI

IT – Spray rinfrescante ISTRUZIONI PER L'USO

ES – Enfriamiento por aspersion INSTRUCCIONES DE USO

CZ – Chladivý sprej NÁVOD K POUŽITÍ

SK – Chladivý sprej NÁVOD NA POUŽITIE

PL – Spray chłodzący INSTRUKCJA UŻYCIA

www.spophy.com

ENG

General Description: Spophy Coolant Spray is a cooling spray for quick pain relief associated with muscle bruises, joint sprains, muscle cramps, and other injuries resulting from impacts, falls, or sprains, and for reducing pain during minor procedures such as venipuncture before inserting a cannula or catheter into a vein. It contains low-boiling substances that act as a local anesthetic on the affected area. It creates an immediate cooling effect at the treated site, alleviates pain for up to 3 minutes, and relaxes the affected area.

Intended Use: Temporary pain relief from muscle bruises, joint sprains, muscle cramps, and other minor sports injuries resulting from impacts, falls, or increased strain, and pain accompanying minor procedures such as venipuncture before inserting a cannula or catheter into a vein.

Indications: Pain associated with muscle bruises, joint sprains, muscle cramps, and other minor sports injuries resulting from impacts, falls, or increased strain, and pain accompanying minor procedures such as venipuncture before inserting a cannula or catheter into a vein.

CONTRAINDICATIONS

Contraindications: Do not spray for an extended period from a short distance to avoid frostbite. Do not use on the face, neck, sensitive body areas, or open wounds. Do not use in case of an allergic reaction to any of the ingredients. Not for use in children under 3 years old. Use during pregnancy and breastfeeding should be consulted with a doctor.

Intended User: Suitable for the general population, children from 3 years of age, and diabetics.

Intended Application Site: Intact skin on affected body areas.

Duration: Temporary effect up to 3 minutes.

Recommended Dose, Instructions for Use: Apply Spophy Coolant Spray by pressing the sprayer onto the skin over the affected area from a distance of 15 cm from the body surface, with 2-3 repeated sprays for a duration of 5 seconds.

Special Safety Requirements for Intended Use: May cause an allergic skin reaction in sensitive individuals. In case of severe redness at the treated site, frostbite, or blistering due to excessive use of the spray, or in case of doubt, always seek medical advice. Protect eyes from spray contact. Do not inhale the spray. Extremely flammable aerosol. The container is under pressure: may burst if heated. Protect from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and other sources of ignition. No smoking. Do not puncture or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Keep out of reach of children. Any serious incident related to this product should be reported to the manufacturer and the State Institute for Drug Control. Dispose of the container within organized collection systems.

Shelf Life: 30 months. Use no later than the date indicated on the bottom of the container.

FR

Description générale: Spophy Coolant Spray est un spray rafraîchissant pour un soulagement rapide de la douleur associée aux contusions musculaires, entorses articulaires, crampes musculaires et autres blessures dues à un impact, une chute ou une entorse, et pour soulager la douleur lors de petites interventions, comme par exemple la ponction veineuse avant l'insertion d'une canule ou d'un cathéter dans une veine. Il contient des substances à bas point d'ébullition agissant sur la zone affectée comme un anesthésique local. Il crée un effet rafraîchissant immédiat sur la zone traitée, soulage la sensation de douleur pendant 3 minutes et détend la zone affectée.

But prévu: Soulagement temporaire de la douleur en cas de contusions musculaires, entorses articulaires, crampes musculaires et autres blessures dues à un impact, une chute ou une surcharge sportive, et soulagement de la douleur lors de petites interventions, comme par exemple la ponction veineuse avant l'insertion d'une canule ou d'un cathéter dans une veine.

Indications: Douleur associée aux contusions musculaires, entorses articulaires, crampes musculaires et autres petites blessures sportives dues à un impact, une chute ou une surcharge, et douleur accompagnant les petites interventions, comme par exemple la ponction veineuse avant l'insertion d'une canule ou d'un cathéter dans une veine.

Contre-indications: Ne pas vaporiser pendant une période prolongée ni à une distance rapprochée pour éviter la formation d'engelures. Ne pas utiliser sur le visage, le cou, les zones sensibles du corps ou les plaies ouvertes. Ne pas utiliser en cas de réaction allergique à l'un des composants. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. L'utilisation chez les femmes enceintes et pendant l'allaitement doit être consultée avec un médecin.

Utilisateur prévu: Pour toute la population, pour les enfants à partir de 3 ans et pour les diabétiques.

Zone d'application prévue: Peau intacte sur les zones affectées du corps.

Durée: Effet temporaire jusqu'à 3 minutes.

Dose recommandée, mode d'emploi: Spophy Coolant Spray s'applique en appuyant sur le pulvérisateur sur la peau au-dessus de la zone affectée à une distance de 15 cm de la surface du corps, appliqué 2-3 fois par pulvérisations répétées pendant une durée de 5 secondes.

Exigences de sécurité spéciales pour l'usage prévu: Peut provoquer une réaction allergique cutanée chez les personnes sensibles. En cas de forte rougeur de la zone traitée, de formation d'engelures ou de cloques après une utilisation excessive du spray et en cas de doute, consultez toujours un médecin. Protégez les yeux du contact avec le spray. Ne pas inhaler le spray. Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : il peut éclater s'il est chauffé. Protéger de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Interdiction de fumer. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Protéger et/ou couvrir du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Garder hors de portée des enfants. Tout incident grave lié à ce produit doit être signalé au fabricant et à l'Institut national de contrôle des médicaments. Éliminez l'emballage dans le cadre de la collecte organisée.

Durée de conservation: 30 mois. Utiliser avant la date indiquée sur le fond de l'emballage.

DE

Allgemeine Beschreibung: Spophy Coolant Spray ist ein Kühlmittel-Spray zur schnellen Schmerzlinderung bei Muskelrellungen, Gelenkverstauchungen, Muskelkrämpfen und anderen Verletzungen durch Aufprall, Sturz oder Verstauchung sowie zur Schmerzlinderung bei kleineren Eingriffen wie z.B. der Venenpunktion vor dem Einführen einer Kanüle oder eines Katheters in eine Veine. Es enthält niedrigsiedende Substanzen, die an der betroffenen Stelle als Lokalanästhetikum wirken. Es erzeugt eine sofortige kühlende Wirkung an der behandelten Stelle, lindert das Schmerzgefühl für 3 Minuten und entspannt die betroffene Stelle.

Zweckbestimmung: Vorübergehende Schmerzlinderung bei Muskelrellungen, Gelenkverstauchungen, Muskelkrämpfen und anderen Verletzungen durch Aufprall, Sturz oder erhöhte sportliche Belastung sowie Schmerzlinderung bei kleineren Eingriffen wie z.B. der Venenpunktion vor dem Einführen einer Kanüle oder eines Katheters in eine Veine.

Indikationen: Schmerzen im Zusammenhang mit Muskelrellungen, Gelenkverstauchungen, Muskelkrämpfen und anderen kleineren Sportverletzungen durch Aufprall, Sturz oder erhöhte Belastung sowie Schmerzen bei kleineren Eingriffen wie z.B. der Venenpunktion vor dem Einführen einer Kanüle oder eines Katheters in eine Veine.

Contraindikationen: Nicht über längere Zeit oder aus kurzer Distanz sprühen, um Erfrierungen zu vermeiden. Nicht auf Gesicht, Hals, empfindliche Körperstellen oder offene Wunden anwenden. Nicht anwenden bei allergischen Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe. Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden. Die Anwendung bei schwangeren Frauen und während der Stillzeit sollte mit einem Arzt besprochen werden.

Bestimmter Benutzer: Für die gesamte Bevölkerung, Kinder ab 3 Jahren und Diabetiker.

Bestimmter Anwendungsort: Unverletzte Haut an betroffenen Körperstellen.

Dauer: Vorübergehende Wirkung bis zu 3 Minuten.

Empfohlene Dosis, Gebrauchsanweisung: Spophy Coolant Spray wird durch Drücken des Sprühkopfes auf die Haut über der betroffenen Stelle aus einer Entfernung von 15 cm von der Körperoberfläche aufgetragen, wobei 2-3 maliges Sprühen für 5 Sekunden angewendet wird.

Besondere Sicherheitsanforderungen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch: Kann bei empfindlichen Personen eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Bei starker Rötung der behandelten Stelle, Erfrierungen oder Blasenbildung nach übermäßiger Anwendung des Sprays und bei Zweifel immer einen Arzt aufsuchen, Augen vor Spraykontakt schützen. Spray nicht einatmen. Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen schützen. Rauchen verboten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Jede schwerwiegende unerwünschte Reaktion im Zusammenhang mit diesem Produkt sollte dem Hersteller und dem Staatlichen Institut für Arzneimittelkontrolle gemeldet werden. Verpackung im Rahmen der organisierten Sammlung entsorgen.

Haltbarkeit: 30 Monate. Bis spätestens zum auf dem Boden der Verpackung angegebenen Datum verbrauchen.

IT

Descrizione generale: Spophy Coolant Spray è uno spray rinfrescante per un rapido sollievo dal dolore associato a contusioni muscolari, distorsioni articolari, crampi muscolari e altre lesioni dovute a impatti, cadute o distorsioni e per alleviare il dolore durante piccoli interventi, come ad esempio la venipuntura prima dell'inserimento di una cannula o catetere in una vena. Contiene sostanze a basso punto di ebollizione che agiscono sulla zona interessata come anestetico locale. Crea un effetto rinfrescante immediato sulla zona trattata, allevia la sensazione di dolore per 3 minuti e rilassa la zona interessata.

Scopo previsto: Sollievo temporaneo dal dolore in caso di contusioni muscolari, distorsioni articolari, crampi muscolari e altre lesioni dovute a impatti, cadute o carico sportivo aumentato e sollievo dal dolore durante piccoli interventi, come ad esempio la venipuntura prima dell'inserimento di una cannula o catetere in una vena.

Indicazioni: Dolore associato a contusioni muscolari, distorsioni articolari, crampi muscolari e altre lesioni sportive minori dovute a impatti, cadute o carico aumentato e dolore che accompagna piccoli interventi, come ad esempio la venipuntura prima dell'inserimento di una cannula o catetere in una vena.

Controindicazioni: Non spruzzare per un periodo prolungato, né da una distanza ravvicinata, per evitare la formazione di congelamento. Non utilizzare su viso, collo, aree sensibili del corpo o ferite aperte. Non utilizzare in caso di reazione allergica a uno degli ingredienti. Non utilizzare nei bambini di età inferiore a 3 anni. L'uso durante la gravidanza e l'allattamento deve essere consultato con un medico.

Utente previsto: Per tutta la popolazione, bambini dai 3 anni in su e diabetici.

Zona di applicazione prevista: Pelle intatta sulle aree interessate del corpo.

Durata: Effetto temporaneo fino a 3 minuti.

Dose raccomandata, istruzioni per l'uso: Spophy Coolant Spray si applica premendo l'aggitatore sulla pelle sopra la zona interessata da una distanza di 15 cm dalla superficie del corpo, applicando 2-3 volte con spruzzi ripetuti per una durata di 5 secondi.

Requisiti di sicurezza speciali per l'uso previsto: Può causare una reazione allergica cutanea in persone sensibili. In caso di forte arrossamento della zona trattata, formazione di congelamento o vesciche dopo l'uso eccessivo dello spray e in caso di dubbi, consultare sempre un medico. Proteggere gli occhi dal contatto con lo spray. Non inalare lo spray. Aerosol estremamente infiammabile. Il contenitore è sotto pressione: può esplodere se riscaldato. Proteggere dal calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare. Non perforare o bruciare, nemmeno dopo l'uso. Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Qualsiasi incidente grave legato a questo prodotto deve essere segnalato al produttore e all'Istituto di Stato per il Controllo dei Medicinali. Smaltire l'imballaggio nell'ambito della raccolta organizzata.

Periodo di validità: 30 mesi. Utilizzare entro la data indicata sul fondo della confezione.

spophy

MLI: 0307_2024

COOLANT SPRAY

ES

Descripción general: Spophy Coolant Spray es un spray refrigerante para un alivio rápido del dolor asociado con contusiones musculares, esguinces articulares, calambres musculares y otras lesiones debido a impactos, caídas o torceduras, y para aliviar el dolor en procedimientos menores, como la venopunción antes de la inserción de una cánula o catéter en una vena. Contiene sustancias de bajo punto de ebullición que actúan en el área afectada como anestésico local. Proporciona un efecto refrigerante inmediato en el lugar de tratamiento, aliviando la sensación de dolor durante 3 minutos y relajando la zona afectada.

Propósito previsto: Alivio temporal del dolor por contusiones musculares, esguinces articulares, calambres musculares y otras lesiones debido a impactos, caídas o esfuerzo deportivo intenso, y alivio del dolor en procedimientos menores, como la venopunción antes de la inserción de una cánula o catéter en una vena.

Indicaciones: Dolor asociado con contusiones musculares, esguinces articulares, calambres musculares y otras lesiones deportivas menores debido a impactos, caídas o esfuerzo intenso, y dolor que acompaña a procedimientos menores, como la venopunción antes de la inserción de una cánula o catéter en una vena.

Contraindicaciones: No rociar durante mucho tiempo ni desde una distancia corta para evitar la formación de congelaciones. No utilizar en la cara, el cuello, áreas sensibles del cuerpo o heridas abiertas. No usar en caso de reacción alérgica a alguno de los componentes. No usar en niños menores de 3 años. El uso en mujeres embarazadas y durante la lactancia debe consultarse con un médico.

Usuario previsto: Para toda la población, para niños a partir de 3 años y para diabéticos.

Lugar de aplicación previsto: Piel intacta en las áreas afectadas del cuerpo.

Duración: Efecto temporal hasta 3 minutos.

Dosis recomendada, instrucciones de uso: Spophy Coolant Spray se aplica presionando el pulverizador sobre la piel por encima del área afectada a una distancia de 15 cm de la superficie del cuerpo, se aplica 2-3 veces con pulverizaciones repetidas durante 5 segundos.

Requisitos especiales de seguridad para el propósito previsto: En personas sensibles, puede causar una reacción alérgica en la piel. En caso de enrojecimiento intenso del área tratada, formación de congelación o ampollas debido al uso excesivo del spray y en caso de dudas, siempre consulte a un médico. Proteja los ojos del contacto con el spray. No inhale el spray. Aerosol extremadamente inflamable. El recipiente está bajo presión: puede reventar si se calienta. Protéjalo del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No perforo ni queme, incluso después de su uso. Protéjalo de la luz solar. No lo exponga a temperaturas superiores a 50°C. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Cualquier incidente adverso grave relacionado con este producto debe informarse al fabricante y al Instituto Estatal de Control de Medicamentos. Deseche el envase dentro de un sistema de recogida organizado.

Vida útil: 30 meses. Consúmalo antes de la fecha indicada en la parte inferior del envase.

CZ

Všeobecný popis: Spophy Coolant Spray je chladičí sprej pre rýchlu úľavu od bolesti spojené s pomohzdením svalů, podvrtnutím kloubů, svalovými křečemi a jinými zraněními v důsledku nárazu, pádu nebo podvrtnutí a pro zmiřnění bolesti při drobných zákrocích, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly. Obsahuje nízkoviskózní látky působící na postiženém místě jako lokální anestetikum. Vytváří okamžitý chladivý účinek v místě ošetření, zmiřní na 3 minuty pocit bolesti a uvolní postižené místo. Určený účel: Přechnodné zmiřnění bolesti při pomohzdení svalů, podvrtnutí kloubů, svalových křečích a jiných zraněních v důsledku nárazu, pádu nebo zvýšené sportovní zátěže a zmiřnění bolesti při drobných zákrocích, jako je např. Venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly.

Indikace: Bolesti spojené s pomohzdením svalů, podvrtnutím kloubů, se svalovými křečemi a jinými menšími sportovními zraněními v důsledku nárazu, pádu nebo zvýšené zátěže a bolesti provázející drobné zákroky, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly.

Kontraindikace: Nestříkat déšší dobu, ani z kratší vzdálenosti, aby nedošlo tvorbě omrzlin. Nepoužívat na obličej, krk, citlivé oblasti těla nebo otevřené rány. Nepoužívat v případě alergické reakce na některou z obsažených složek. Nepoužívat u dětí do 3 let. Použití u těhotných žen a v době kojení je třeba konzultovat s lékařem.

Zamýšlený uživatel: pro celou populaci, pro děti od 3 let věku a pro diabetiky.

Zamýšlené místo aplikace: neporušená kůže na postižených místech těla.

Doba trvání: přechodný účinek do 3 minut.

Doporučená dávka, návod k použití: Spophy Coolant Spray se nanáší stisknutím rozprašovače na kůži nad postiženým místem ze vzdálenosti 15 cm od povrchu těla, aplikuje se 2-3x opakovaným nástřikem po dobu 5 vteřin.

Zvláštní požadavky na bezpečnost pro určený účel: U precitlivělých osob může způsobit alergickou kožní reakci. V případě silného zčervenání ošetřeného místa, vzniku omrzliny nebo puchýře po nadměrném použití spreje a při pochybnostech vždy vyhledejte lékaře. Chrňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte. Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout. Chrňte před teplem, hořkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Nepropíchejte nebo nespáľujte ani po použití. Chrňte před slunečným zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru.

Doba použitelnosti: 30 měsíců. Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

SK

Všeobecný popis: Spophy Coolant Spray je chladičí sprej pre rýchlu úľavu od bolesti spojené s pomlaždením svalov, podvrtnutím kloubů, svalovými křečmi a jinými zraněními v důsledku nárazu, pádu alebo podvrtnutia a pre zmiernenie bolesti pri drobných zákrokoch, ako je napr. venepunkcia pred zavedením kanyly alebo katetra do žily. Obsahuje nízkoviskózne látky pôsobiace na postihnutom mieste ako lokálne anestetikum. Vytvára okamžitý chladiaci účinok v mieste ošeterenia, zmierni na 3 minúty pocit bolesti a uvoľní postihnuté miesto.

Určený účel: Přechnodné zmiernenie bolesti pri pomlaždení svalov, podvrtnutí kloubů, svalových křečích a jiných zraněníach v důsledku nárazu, pádu alebo zvýšenej sportovej zátěže a zmiernenie bolesti pri drobných zákrokoch, ako je napr. venepunkcia pred zavedením kanyly alebo katetra do žily.

Indikácie: Bolesti spojené s pomlaždením svalov, podvrtnutím kloubů, se svalovými křečmi a jinými menšími sportovními zraněními v důsledku nárazu, pádu alebo zvýšenej zátěže a bolesti sprevádzajúce drobné zákroky, ako je napr. venepunkcia pred zavedením kanyly alebo katetra do žily.

Kontraindikácie: Nestríkať dlhší čas ani z kratšej vzdálenosti, aby nedošlo k tvorbe omrzlin. Nepoužívať na tvár, krk, citlivé oblasti tela alebo otvorené rány. Nepoužívať v prípade alergickej reakcie na niektorú z obsiahnutých zložiek. Nepoužívať u detí do 3 rokov. Použitie u tehotných žien a počas dojčenia je potrebné konzultovať s lekárom.

Zamýšľaný používateľ: Pre celú populáciu, pre deti od 3 rokov veku a pre diabetikov.

Zamýšľané miesto aplikácie: Neporušená koža na postihnutých miestach tela.

Doba trvania: Prechodný účinok do 3 minút.

Odporovaná dávka, návod na použitie: Spophy Coolant Spray sa nanáša stlačením rozprašovača na kožu nad postihnutým miestom z vzdálenosti 15 cm od povrchu tela, aplikuje sa 2-3x opakovaným nástrekom po dobu 5 sekúnd.

Zvláštné požiadavky na bezpečnosť pro určený účel: U precitlivělých osob může způsobit alergickou kožní reakci. V případě silného začervenania ošetřeného místa, vzniku omrzliny alebo pluzgiera po nadmernom použití spreje a pri pochybnostiach vždy vyhľadajte lekára. Chrňte oči pred zásahom spreja. Sprej nevdychujte. Extrémne hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakom; pri zahřívání sa môže roztrhnúť. Chrňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zápalenia. Zákaz fajčenia. Nepropíchejte alebo nespáľujte ani po použití. Chrňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotu presahujúcej 50°C. Uchovávejte mimo dosahu detí. Akákoľvek závažná nežádouca príhoda súvisiaca s týmto výrobkom by mala byť hlásená výrobcovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného zberu.

Doba použiteľnosti: 30 mesiacov. Spotrebujte najneskôr do dátumu uvedeného na spodnej časti obalu.

PL

Opólny opis: Spophy Coolant Spray to spray chłodzący do szybkiego łagodzenia bólu związanego ze stłuczeniami mięśni, skręcieniami stawów, skurczami mięśni i innymi urazami spowodowanymi uderzeniem, upadkiem lub skręcieniem oraz do łagodzenia bólu przy drobnych zabiegach, takich jak np. wenopunkcja przed wprowadzeniem kaniuli lub cewnika do żyły. Zawiera substancje o niskiej temperaturze wrzenia działające miejscowo jako środek znieczulający. Tworzy natychmiastowy efekt chłodzący w miejscu aplikacji, łagodzi ból na 3 minuty i rozluźnia miejsce dotknięte urazem.

Przeznaczenie: Tymczasowe łagodzenie bólu przy stłuczeniach mięśni, skręceniach stawów, skurczach mięśni i innych urazach spowodowanych uderzeniem, upadkiem lub zwiększonym wysiłkiem sportowym oraz łagodzenie bólu przy drobnych zabiegach, takich jak np. wenopunkcja przed wprowadzeniem kaniuli lub cewnika do żyły.

Wskazania: Ból związany ze stłuczeniami mięśni, skręcieniami stawów, skurczami mięśni i innymi mniejszymi urazami sportowymi spowodowanymi uderzeniem, upadkiem lub zwiększonym wysiłkiem oraz ból towarzyszący drobnym zabiegom, takim jak np. wenopunkcja przed wprowadzeniem kaniuli lub cewnika do żyły.

Przeciwwskazania: Nie rozpylać przez dłuższy czas ani z mniejszej odległości, aby nie doszło do powstania omrzoeń. Nie stosować na twarz, szyję, wrażliwe obszary ciała lub otwarte rany. Nie stosować w przypadku reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Używać u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

Przeznaczone użytkownik: Dla całej populacji, dla dzieci od 3 roku życia i dla diabetyków.

Miejsce aplikacji: Niezdrowiona skóra na dotkniętych obszarach ciała.

Czas trwania: Tymczasowy efekt do 3 minut.

Zalecana dawka, instrukcja użycia: Spophy Coolant Spray aplikuje się naciskając spryskiwacz na skórę nad dotkniętym miejscem z odległości 15 cm od powierzchni ciała, aplikuje się 2-3 razy powtarzając spryskiwanie przez 5 sekund.

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa w celu przewidzianego zastosowania: U osób nadwrażliwych może wystąpić alergiczna reakcja skórna. W przypadku silnego zaczerwienienia leczonego miejsca, powstania omrzolenia lub pecherza po nadmiernym użyciu sprayu i w razie wątpliwości zawsze skonsultować się z lekarzem. Chronić oczy przed kontaktem ze sprayem. Nie wdychać sprayu. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: może pęknąć w wyniku ogrzewania. Chronić przed ciepłem, gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym ogniem i innymi źródłami zapłonu. Zakaż palenia. Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane związane z tym produktem należy zgłaszać producentowi i Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Opakowanie użytkować w ramach zorganizowanego systemu zbiórki.

Okres trwałości: 30 miesięcy. Zużyć nie później niż do daty podanej na dnie opakowania.